

# JERINGA ENTERAL ENFIT

**CÓDIGO: ESP60**

**MARCA: MEDTEC**


**FABRICANTE: KDL - MEKON(SHANGHAI KINDLY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP)**

**PROCEDENCIA: CHINA**

Jeringa enteral desechable con conexión EnFit indicada para la entrega de medicación y nutrición enteral formulada, ya sea por vía oral o a través de un tubo de alimentación en el tracto gastrointestinal.

## Características

- Jeringas estéril ISOSAF desechable, asociadas al uso de dispositivos ENFit 80369.
- Entregan seguridad, porque son diseñadas bajo normativa enfit evitando errores en la vía de administración.
- Material: PP, caucho de isopreno, aceite de silicona
- Material del pistón: caucho isopreno, libre de látex.
- Lubricación: Aceite de silicona DC 360.



## Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles, estériles en óxido de etileno, libres de látex, ftalato y DEHP.

## Empaque

El producto viene embalado en caja de 50 unidades, en blisters unitarios estériles en óxido de etileno, etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.

## Certificaciones

- 93/42/EEC
- ISO 13485
- ISO 7886-1
- BS 3221-7:1995

## Almacenamiento

En un ambiente limpio, fresco y seco.

