

# JERINGA ENTERAL ENFIT REUTILIZABLE HOME

**CÓDIGO: EISO-10H/EISO-20H/EISO60H**

**MARCA: G-BUK. LÍNEA ENTERAL**

**PROCEDENCIA: INGLATERRA**

Jeringa enteral con conexión EnFit reutilizable para uso en un único paciente. Destinadas a ser utilizadas para la entrega de medicación y nutrición enteral formulada, ya sea por vía oral o a través de un tubo de alimentación en el tracto gastrointestinal.

## Características

- Jeringas ISOSAF reutilizable en un mismo paciente, asociadas al uso de dispositivos ENFit 80369-3.
- Material de barril de la jeringa: Polipropileno
- Material del émbolo: Tapa de polipropileno y anillo de silicona.
- Jeringa de mayor duración, permiten ser utilizadas por 14 días o hasta 84 veces.
- Fácil lavado por su embolo simple, que permite desmontarlas para poder lavar las partes por separado y así evitar adherencias.

## Medidas Disponibles

- **EISO-10H:** Jeringa enteral EnFit Home reutilizable de 10 ml. Empaque caja de 100 unidades.
- **EISO-20H:** Jeringa enteral EnFit Home reutilizable de 20 ml. Empaque caja de 100 unidades.
- **EISO-60H:** Jeringa enteral EnFit Home reutilizable de 60 ml. Empaque caja de 50 unidades.

## Usos y Recomendaciones

1. Lavar jeringa y émbolo con agua jabonosa tibia.
2. Enjuagar con agua fría y secar al aire libre.
3. Almacenar en un recipiente limpio y seco con tapa.
4. Desechar la jeringa si alguna parte está dañada y si las marcas no son claras.



## Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles, estéril en óxido de etileno, libre de látex, ftalato y DEHP.

## Empaque

El producto viene embalado en una caja en blisters unitarios estériles en óxido de etileno, etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.

## Certificaciones

- ISO 13485 - ECC.

## Almacenamiento

En ambiente limpio, fresco y seco.