

KIT DE GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PERCUTÁNEA (PEG)

MARCA: ZKSK

PROCEDENCIA: CHINA

El Kit de Gastrostomía Endoscópica (PEG) está indicado para su uso en pacientes que requieren alimentación a término y no pueden tolerar la alimentación oral, tienen bajo riesgo de aspiración y requieren descompresión gástrica y/o medicación directamente en el estómago.

Características

- Tubo de gastrostomía con domo de retención fijo de silicona desechable.
- Con guía de instalación metálica.
- Presenta un asa de polipectomía endoscópica.
- Cuenta con trocar atraumático, pinza para la guía graduada a intervalos con línea radiopaca.
- Recomendación de uso por fabricante: 30 días

Componentes del KIT

- Tubo de gastrostomía de silicona.
- Clamp de obturación.
- Anillo de fijación.
- Trocar de punción.
- Bisturí N°11.
- Guía de instalación (0,6mm x 260cm)
- Dispositivo de tracción.
- Conector de alimentación con sistema convencional y ENFIT (kit posee ambos tipos de conectores)
- Campo fenestrado de 80 x 60 cm.
- Gasas de 10 x 10 cm
- Pinza hemostática.
- Tijera quirúrgica.

Medidas disponibles

- GT14F-L: 14 FR. Diámetro 4.7.
- GT16F-L: 16 FR. Diámetro 5.3.
- GT18F-L: 18 FR. Diámetro 6.0.
- GT20F-L: 20 FR. Diámetro 6.7.
- GT22F-L: 22 FR. Diámetro 7.3.
- GT24F-L: 24 FR. Diámetro 8.0.

Certificaciones

- ISO 13485.
- CE.



Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles, Libre de BPA y libre de látex.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.

Almacenamiento

En ambiente limpio, fresco y seco.

Empaque

El producto viene embalado en empaque unitario en caja con 5 unidades con envase individual cada uno, etiquetada con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote