

# KIT DE DRENAJE DE 1000 ML

CÓDIGO: 50-7510

FICHA TÉCNICA. MARCA BD.

Kit de drenaje diseñado para ser utilizado con tecnología del sistema de catéter pleural PleurX™, de vacío activo que permite facilitar el drenaje del líquido pleural y a controlar el líquido de un derrame pleural desde el hogar.

## Indicaciones

El kit de drenaje PleurX™ de 1000 ml está indicado para su uso con el catéter PleurX™ y el catéter PeritX™ para el drenaje intermitente.

El kit de drenaje contiene un paquete de procedimiento que proporciona los componentes necesarios, entre ellos una botella de vacío con un tubo de drenaje adjunta, cada vez que el paciente drena líquido.

## Componentes

- Envoltoria azul
- Toallitas con alcohol (3 unidades)
- Par de guantes
- Tapón para la válvula.
- Pinza deslizable de emergencia azul.
- almohadillas de gasa de 4 x 4 pulgadas (10,2 cm x 10,2 cm) 4 unidades.
- Almohadilla de espuma para el catéter
- Apósito autoadhesivo,

**Certificaciones:** ISO 13485 - FDA.

## Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

## Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 100 unidades, rotulado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

## Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, sin DHEP, libre de látex, apirógeno.

