

KIT SITE RITE

CÓDIGO: 9002196

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Guía de aguja que proporciona una orientación para que una aguja intersecta un haz de ultrasonido a una distancia fija, debajo de la piel, ayudando a colocar la punta de la aguja en una estructura específica

Características


- El kit de guía de aguja SITE RITE, proporciona la orientación para que la aguja intersecte un haz de ultrasonido a una distancia fija debajo de la piel, ayudando al médico a colocar la punta de una aguja en una estructura específica.
- Proporciona una cubierta protectora para cubrir el transductor de ultrasonido y aislar un sitio de penetración quirúrgica de contaminación microbiana y de otro tipo.

Componentes

- Aguja de 21 G con una manga estéril por 244 cm.
- 2 bandas elásticas.
- 1 cobertor de sonda.
- 1 gel conductor
- Paño estéril de 40 x 40.

Empaque

El producto viene embalado en una caja de cartón con 10 unidades, etiquetado con el nombre del producto, características, componentes del kit y fecha de expiración.



Biocompatibilidad

Dispositivo estéril de uso único y libre de látex y DEHP.

Certificaciones

- ISO 13485:2016
- FDA.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, apirógeno.