

# LÍNEA DE DRENAJE PLEURX/PERITX

CÓDIGO: 50-7245

FICHA TÉCNICA. MARCA BD.  
PROCEDENCIA EEUU

Línea de drenaje para drenar el líquido directo de una succión portátil o pared, en lugar de botellas al vacío.

## Indicaciones

Tubo de drenaje con bloqueo para su uso con el sistema de catéter PleurX™ o el sistema de catéter PeritX.

El tubo de drenaje con bloqueo drena el líquido, a través del catéter utilizando aspiración portátil o de pared en lugar de una botella de vacío.

El tubo de drenaje con bloqueo está disponible por separado o en un kit con componentes del paquete para procedimientos que proporciona los componentes necesarios para cambiar el apósito con una técnica limpia y suministros estériles

**Certificaciones:** ISO 13485 - FDA.

## Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

## Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 10 unidades, rotulado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

## Esterilización

Dispositivo estéril en óxido de etileno, de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP (Ftalatos).

