

PISTOLA DE BIOPSIA MAGNUM

CÓDIGO: MG1522

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Dispositivo mecánico automático reutilizable de acción rápida para la de toma de muestras de biopsia, compatible solo con agujas MAGNUM. Presenta precisión permite y una mínima distorsión del patrón celular, obteniendo muestras consistentes, además de contar con firmeza que permite certeza de corte en el disparo.

Indicaciones de uso

El sistema de biopsia Magnum™ (instrumento y agujas) está destinado a utilizarse en la obtención de biopsias de tejidos blandos como hígado, riñón, próstata mama, bazo, ganglios linfáticos y diversos tumores de tejidos blandos.

Características

- Pistola de biopsia desechable.
- Cuenta con dos opciones de profundidad de penetración del disparo: 15 mm y 22 mm.
- Bloqueo de seguridad y marca de media carga y carga completa.
- Capacidad de utilizar con una sola mano.
- Único dispositivo que se puede esterilizar
- Uso exclusivo con agujas de biopsia Magnum y coaxial TruGuide.
- Uso con una variedad de agujas Magnum calibre: 12G a 20G y longitud 10cm a 20cm.



Empaque

El producto viene embalado en caja, etiquetado con nombre del producto, Instrucciones de uso, características y número de serie.

Limpieza y desinfección.

BD recomienda limpiar y lubricar el instrumento MAGNUM® después de cada uso para optimizar el rendimiento y la duración del mismo. Para lubricar el instrumento MAGNUM® se debe utilizar un lubricante sin silicona, de calidad médica, compatible con la esterilización por vapor.

Seguir normas de "Cómo cuidar su Magnum 17 Minutos por un buen funcionamiento".

