

CONECTOR LIBRE DE AGUJA MCFUSION

CÓDIGO: NC15

MARCA: MEDCAPTAIN

PROCEDENCIA: CHINA

Conector libre de aguja de desplazamiento neutro que evita el reflujo una vez realizada la desconexión y que puede ser usado con varios catéteres vasculares (CVC, PICC; PVC; Puertos implantables)

Características

- Conector libre de aguja que cuenta con un desplazamiento neutro, que evita oclusiones y no se requiere sujeción.
- Compuesto por una superficie sólida sellada, de fácil desinfección antes de cada acceso y reducción de contaminantes bacterianos.
- Mayor número de accesos: Uso más duradero para la administración e infusión de medicamentos. Permite hasta 600 accesos.
- Material: PC transparente.
- Presión nominal 350 psi ,adecuada para infusión con contraste.
- Tasa de Flujo: 735 ml/min.
- Rendimiento óptimo del acceso luer y flexibilidad para conectar con luer slip o luer lock conforme a ISO 80369-7.
- Permite un recorrido recto del fluido: eliminación de medicamentos y residuos de medicamentos con volúmenes de lavado bajos.
- Menor volumen de cebado: Minimización de la colonización bacteriana y menores volúmenes de lavado
- Volumen de cebado: 0,05 ml
- Tiempo de uso: 7 días o de acuerdo al protocolo de cada hospital.
- Mayor caudal: Garantiza una infusión rápida en caso de emergencia.
- Mejor compatibilidad de fármacos: La vía está fabricada con policarbonato makrolon Rx3440,



que ofrece una durabilidad y resistencia química superior, que evita el agrietamiento especialmente cuando se administran fármacos oncológicos y anestésicos.

Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles, estériles en óxido de etileno, libres de látex, ftalato y DEHP.

Empaque

El producto viene embalado en caja de 100 unidades, en blisters unitarios estériles en óxido de etileno, etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.

Certificaciones

- CE MDR
- ISO 13485

Almacenamiento

En un ambiente limpio, fresco y seco.