

**CÓDIGOS: MCN01 / MCN02 / MCN03 / MCN04 / MCN22**
**MARCA STERYLAB  
PROCEDENCIA: ITALIA**

Aguja desechable destinada a la aspiración de médula ósea en el esternón y cresta iliaca. También puede ser utilizada para canalización e infusión intraósea por la tibia o el fémur (osteoclisis).

### Características

- Aguja desechable con códigos de colores para la identificación del tamaño de la aguja.
- Permite fácil penetración en el hueso a nivel esternal o cresta iliaca por su aguja con triple afilado.
- Empuñadura ergonómica, fácil de manejar y confiable.
- Distintos diseños adecuado para diferentes opciones de agarre.
- Estilete interno con punta de bisel.
- Tope de profundidad ajustable (anillo de distancia de profundidad).
- Tope giratorio de seguridad.
- Luer compatible con todo tipo de jeringas.
- Material: Acero inoxidable.

### Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.



### Empaque

El producto viene embalado en una caja con 15 y 20 unidades etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

### Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno. Libre de látex.

### Certificaciones:

- ISO 90001:2008
- EC

CÓDIGO	CALIBRE	ESCALA PROFUNDIDAD	PROFUNDIDAD MÁXIMA	ORIFICIOS DISTALES	COLOR	APLICACIÓN
MCN01	18	10-28mm	48 mm	No	Rosado	Esternón
MCN02	15	10-28mm	48 mm	No	Azul	Esternón
MCN22	15	22-40mm	60mm	No	Azul	Cresta iliaca
MCN03	15	10-28mm	50 mm	Sí	Azul	Cresta iliaca
MCN04	14	40-58mm	80 mm	Si	Verde	Cresta iliaca