

SONDA NASOYEYUNAL ENFIT NUTRICARE

CÓDIGOS: NC08.140ISOSAF/NC10.140ISOSAF

MARCA: G-BUK. LÍNEA ENTERAL

PROCEDENCIA: INGLATERRA

Sonda de alimentación nasoyeyunal EnFit de poliuretano de larga duración.

Características

- La sonda de alimentación nasoyeyunal destinada a ser insertada en canal alimentario a través de la cavidad nasal u oral con el fin de suministrar líquidos, medicamentos o nutrición.
- Material de la sonda: Poliuretano radiopaco
- Sonda centimetrada de punta cerrada con fenestraciones laterales.
- Conector EnFit macho (ISO 80369-3).
- El paquete incluye:
 - Sonda nasoyeyunal con cable guía y tapa azul.
 - Registro de inserción.
 - Sistema de Fijación.
- Uso hasta 90 días.

Presentaciones

- **NC08.140ISOSAF:** Sonda Nasoyeyunal de 8 FR. 140 cm de extensión. Con guía.
- **NC10.140ISOSAF:** Sonda Nasoyeyunal de 10 FR. 140 cm de extensión. Con guía.

Biocompatibilidad

Todos los componentes de la sonda nasogástrica Nutricare adulto son biocompatibles, estéril en óxido de etileno, libre de látex, ftalato y DEHP.



Certificaciones

- ISO 13485 - ECC.

Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

Empaque

El producto viene embalado en caja de 5 unidades en blisters estériles etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.