

# PARAGON

CÓDIGO: PAG0915 / PAG110 / PAG115

MARCA STERYLAB

PROCEDENCIA: ITALIA

Aguja para biopsia ósea y aspirado medular.

## Características

- Aguja de biopsia de médula ósea desechable, simple y eficaz.
- No es necesaria la luxación ósea.
- Permite realizar dos maniobras: toma de biopsia y aspiración de médula ósea.
- Centimetrada con marcador que permite evaluar la profundidad de penetración.
- Mínimamente invasiva, aguja de 11G reemplaza a aguja estándar de 8G.
- Fácil y rápida para maniobrar.

## Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

## Empaque

El producto viene embalado en caja de 10 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

## Presentaciones

- **PAG0915:** 9 G x 15 mm. Color: rosado.
- **PAG1110:** 11 G x 15 mm. Color: blanco
- **PAG1115:** 11 G x 15 mm. Color: blanco.

## Certificaciones

- ISO 90001:2008
- EC

