

# POWER LINE 5 FR UN LUMEN CON MICROINTRODUCTOR

**CÓDIGO: 700515**

**MARCA: BD**

**PROCEDENCIA: EEUU**

## Indicaciones

Catéter venoso central de poliuretano de acceso a largo plazo al sistema venoso central para la administración de fluidos I.V, productos sanguíneos, fármacos, soluciones de nutrición parenteral, así como la extracción de sangre.

## Características

- Presenta un diseño desmontable y reversible un sistema SureCuff unido al catéter, situado por debajo del sitio de salida de la piel en el túnel, promoviendo el crecimiento del tejido para asegurar la posición del catéter.
- Cuenta con adaptadores de bloqueo hembra luer y alas de sutura compatibles con el dispositivo Statlock Picc para su fijación.
- Al presentar la tecnología POWER tolera altas presiones, permitiendo la inyección de medios de contraste y la monitorización de la presión venosa central.
- La velocidad de infusión máxima recomendada es de 5 ml / seg.
- Material del catéter: Poliuretano radiopaco
- Dimensiones del catéter:
  - 5 Fr de diámetro externo.
  - 50 cm de longitud
- Marcas de profundidad.
- Mantenimiento y volumen del cebado (ml): El catéter debe ser purgado energícamente con una jeringa de 10 ml de solución salina normal después de cada uso, asegurando la permeabilidad del catéter.
- Volumen de Cebado: 0.62 ml.
- Velocidad de Flujo por gravedad (ml/hr): 1245 ml/hr.
- Todos los componentes son biocompatibles y libres de látex, de uso único.

## Certificaciones

ISO 13485:2016 - FDA .

## Almacenamiento

El producto debe ser mantenido en un lugar limpio, seco



## Componentes

- Catéter cónico inverso de 5 Fr x 50 cm, 18 G con sistema SureCuff.
- 1 tapa final.
- Jeringa de 12 ml
- Bisturí.
- Tunelizador.
- Parche transparente adhesivo.
- Aguja Introdutora de 21G por 7 cm.
- Alambre guía de punta recta de 0.46 mm por 70 cm.
- Microintrodutor MicroEZ 5.0 Fr por 10 cm de longitud con dilatador venoso.
- Estilete.
- Alas de sutura adhesivas fijables

## Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único, apirógeno.

## Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón con 5 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote y adhesivos ficha paciente.