

PROPORT

CÓDIGO: 21-4153-24 / 21-4183-24 / 21-4155-24 / 21-4152-24

MARCA: ICU MEDICAL

PROCEDENCIA: EEUU

Los sistemas implantados PROPORT están diseñados para permitir el acceso reiterado al sistema venoso para la administración parenteral de medicamentos, fluidos, soluciones nutritivas, y para la toma de muestra de sangre venosa.

Características

- Catéter de poliuretano (PolyFlow) radiopaco resistente a enroscaduras, con punta redondeada y marcas de referencia durante la colocación del catéter.
- Portal de polisulfona con membrana de silicona autosellante SECUR SITE de alta compresión diseñada para estabilidad de la aguja.
- Presenta forma contorneada, con cuatro orificios para la sutura.
- Medidas disponibles:
 - Código 21-4153-24 & 21-4183-24: Catéter de 5.8 FR con introductor: Port estándar /bajo perfil (LP).
 - Código 21-4152-24: Catéter de 5.8 FR sin introductor port estándar.
 - Código 21-4155-24: Catéter de 7.8 FR con introductor port estándar.

Certificaciones

- ISO 13485
- FDA

Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema PROPORT son biocompatibles y libre de látex.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, no reutilizable, apirógeno. Libre de látex.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.



Componentes

- Portal (Homopolímero de acetal y silicona).
- Catéter de poliuretano poly flow radiopaco.
- 2 conectores Slide-lock.
- Aguja Port-a-Cath de 0.9mm.
- Aguja despuntada de 1.3mm y 1.6mm. Vein pick (selector de vena).
- Gripper Plus 20G x 25mm (excepto en código 21-4152-24)
- Aguja Port-a-cath de 90° (25mm).
- Aguja introductora de pared extrafina de 1.3mm. (excepto en código 21-4152-24)
- Introductor (Dilatador de la vaina) 1.9mm y 2,9mm (excepto en código 21-4152-24).
- Alambre guía en J 0.89 mm y 0.97mm (excepto en código 21-4152-24).
- 2 jeringas (12 cc). (excepto en código 21-4152-24)
- Instrumento de tunelización. (excepto en código 21-4152-24).
- 3 point lok: Dispositivo de seguridad para agujas.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco

PROPORT

	21-4153-24	21-4183-24	21-4152-24	21-4155-24
Tamaño del introductor	6 Fr	6 Fr	8.5 Fr	8.5 Fr
Altura del portal	14 mm	10 mm	14 mm	14 mm.
Base del portal (diámetro)	30,5 mm	25 mm	30.5 mm	30,5 mm
Diámetro del septum	12.7 mm	10.5 mm	12.7 mm	12.7 mm
Diámetro externo del catéter	1,9 mm (5,8 Fr)	1,9 mm (5,8 Fr.)	1,9 mm (5,8 Fr.)	2,6 mm (7,8 Fr.)
Diámetro interno del catéter	1,0 mm	1,0 mm	1,0 mm	1,6 mm
Longitud del catéter	76 cm	76 cm	76 cm	76 cm
Volumen de Cebado (portal)	0,85 ml	0.45 ml	0,85 ml	0,85 ml
Volumen de Cebado (catéter)	0,7 ml	0.7 ml	0,7 ml	1,5 ml