

# PRÓTESIS MAMARIA AMOENA AQUAWAVE

**CÓDIGO: 149**

**MARCA AMOENA**

**PROCEDENCIA: ALEMANIA**

La prótesis mamaria externa AMOENA AQUAWAVE cuenta con un diseño único con forma natural de silicona transparente para realizar actividades acuáticas, resistente al agua y de secado rápido. Indicado cuando la zona de la cicatriz se haya curado completamente, después de una extirpación parcial o completa de la mama.

## Características

- Prótesis de silicona transparente imitando la forma natural de la mama.
- Película de poliuretano con aspecto más suave al tacto y delicado con la piel.
- Presenta ondas elevadas en la parte posterior que permiten que el aire y el agua fluya lo que reduce la absorción de agua.
- Incluye bolsa de transporte impermeable.
- Medidas: 1 a 14 para mama derecha e izquierda.
- Material: 100 % silicona transparente.
- Color: transparente.
- Biocompatible y libre de látex.

## Certificaciones:

- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001
- CE

## Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

## Empaque

El producto viene embalado en caja rotulada con la identificación del producto, sus características e instrucciones de uso y cuidado.

