

PRÓTESIS MAMARIA AMOENA ESSENTIAL LIGHT

CÓDIGO: 442

MARCA AMOENA

PROCEDENCIA: ALEMANIA

Prótesis mamaria externa AMOENA Essential Light, diseñada para proporcionar un aspecto equilibrado y mantener la simetría del cuerpo, evitando la desalineación del hombro, asegurándose que la prótesis sea del peso adecuado y simule el movimiento de la mama natural.

Indicado cuando la zona de la cicatriz se haya curado completamente, después de una extirpación parcial o completa de la mama.

Características

- Prótesis de silicona de mayor calidad imitando la forma natural de la mama.
- Película de poliuretano con aspecto más suave al tacto y delicado con la piel.
- Prótesis es un 25% más liviana que amoena essential (código 363).
- Medidas: 1 a 15 para mama derecha e izquierda.
- Material: 100 % silicona.
- Color: Marfil.
- Biocompatible y libre de látex.

Certificaciones:

- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001
- CE

Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

Empaque

El producto viene embalado en caja rotulada con la identificación del producto, sus características e instrucciones de uso y cuidado.

