

SET DE ADMINISTRACIÓN CADD EPIDURAL

CÓDIGO: 21-7324-24

MARCA: ICU MEDICAL
PROCEDENCIA: EEUU

Set de administración (bajada) epidural de flujo estándar destinado a la administración de fármacos a través de la bomba de infusión CADD SOLIS o CADD LEGACY.

Características

- Set de administración con bandas amarillas para su identificación con punzón para bolsa.
- Presenta una función de seguridad integrada (Cubierta azul) que evita el flujo libre de fluidos.
- Volumen de Purgado: 3.2ml.
- Longitud: 312 cm (123 pulgadas).

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Componentes:

- Punzón para penetrar la bolsa.
- Mecanismo de detención de flujo, diseñado para evitar la infusión de gravedad no regulada (Flujo libre).
- Abrazadera o clamp.
- Válvula de retención unidireccional con conector Luer macho.

Empaque

Empaque unitario, libre de látex con TOTM sin DEHP, en caja de 12 unidades.



Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema CADD son biocompatibles y libre de látex.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, no reutilizable, apirógeno.

Certificaciones

- ISO 13485.
- FDA.