

SET DE EXTENSIÓN CADD

CÓDIGO: 21-7060-24 / 21-7061-24

MARCA: ICU MEDICAL

PROCEDENCIA: EEUU

Set de extensión con conector Luer macho para uso con cassette de medicación de las bombas de infusión CADD.

Características

- Plastificante: TOTM libre de DEHP.
- Presenta abrazadera o clamp.
- Con válvula antisifón integrada de retención unidireccional.
- Velocidades de flujo: Hasta 125 ml/ hora.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Presentaciones

- 21-7060-24: 76 cm. Cebado: 1,1 ml.
- 21-7061-24: 114 cm. Cebado: 1,4 ml.

Empaque

Empaque unitario, libre de látex con TOTM sin DEHP, en caja de 12 unidades.



Biocompatibilidad

Todos los componentes del sistema CADD son biocompatibles y libre de látex.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, no reutilizable, apirógeno.

Certificaciones

- ISO 13485.
- FDA.