

# LYMPH FLOW SHELL

**CÓDIGO: 030**

**MARCA AMOENA**

**PROCEDENCIA: ALEMANIA**

Almohadilla Mamaria de silicona enfocada en el cuidado del linfedema.

## Indicaciones

Daños en la estructura o la función vascular venosa/linfática de el tórax y/o de la mama con una tendencia ligera y moderadamente pronunciada a hincharse, riesgo de edema de leve a moderado, sensación de pesadez; también para la reducción del edema, alivio del malestar y del dolor.

## Características

- Lymph flow shell actúa por medio de presión bidimensional, impidiendo la formación de edemas y favoreciendo el retorno venoso o el drenaje linfático mediante el aumento de la presión intersticial.
- La almohadilla mamaria favorece la movilización local del tejido fibrótico o edematoso. .
- Presenta una superficie texturizada que proporciona un ligero efecto de masaje a través de pequeñas protuberancias en el interior de la almohadilla, lo que favorece el aflojamiento del tejido fibrótico.
- Es lavable y reutilizable, fácil de limpiar para uso diario
- Es de talla única (se puede cortar a medida individualmente).
- Antes de la primera aplicación y antes de cada uso, se debe limpiar Lymph Flow Almohadilla Mamaria con el limpiador Amoena y un cepillo suave.

## Materiales

- Almohadilla Mamaria: Polidimetilsiloxano, Talco

## Certificaciones

- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001
- CE

## Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

## Empaque

El producto viene embalado con su identificación y características.

