

SLIMPORT ULTRA LOW PROFILE 6.0 FR

CÓDIGO: 0605640

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU

Indicaciones

SLIMPORT Ultra LOW PROFILE 6.0 FR con Kit Intermedio, es un reservorio implantable, de lumen único punta abierta, indicado para el tratamiento de pacientes que requieran un acceso vascular para la administración de medicamentos, líquidos intravenosos, soluciones de nutrición parenteral, hemoderivados, así como para extracciones de sangre.

Características

- Ligero para la comodidad del paciente.
- Reduce la incisión de colocación del puerto y el tamaño del bolsillo.
- Tamaño: 6,5 French Micro Introducitor Peel-Apart.
- Material del Portal: Plástico con septum de silicona alta compresión.
- Altura: 9,2 mm
- Base del Portal: 22,7 mm X 16,9 mm..
- Diámetro del septum: 12,3 mm.
- Material del catéter: Poliuretano ChronoFlex, radiopaco.
- Dimensiones del catéter:
 - Diámetro interno: 1,3 mm.
 - Longitud: 75 cm.
- Conector del catéter portal: Policarbonato con marca de seguridad radiopaca.
- Volumen de cebado:
 - Portal: 0,3 ml.
 - Catéter: 0,6 ml



Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único, apirógeno.

Empaque

El producto viene embalado en caja etiquetada con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote y adhesivos ficha paciente.

Almacenamiento

El producto debe ser mantenido en un lugar limpio, seco.

Certificaciones

ISO 13485:2016 - FDA .

