

SONDA NASOGÁSTRICA ENFIT CAREFEED

MARCA: G-BUK. LÍNEA ENTERAL
PROCEDENCIA: INGLATERRA

Sonda de alimentación nasogástrica EnFit de PVC completamente radiopaca.

Características

- Material: PVC.
- Conector ENFit® macho
- Presenta centimetrado 1 conector ENFit® (ISO 80369-3).
- Cada blister individual incluye un adhesivo de fijación y una etiqueta para registrar la inserción.
- Uso de 7 a 10 días:
 - 7 días para neonatos.
 - 7 a 10 días para otros pacientes.

Biocompatibilidad

Todos los componentes de la sonda nasogástrica CareFeed son biocompatibles, estériles en óxido de etileno, libre de látex, ftalato y DEHP.

Certificaciones

- ISO 13485 - ECC.

Almacenamiento

En ambiente limpio, fresco y seco.

Empaque

El producto viene embalado en una caja de 25 unidades en blisters estériles etiquetados con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.



CÓDIGO	PRODUCTO	VOLUMEN DE CEBADO
CF01.04.075ISOSAF	CAREFEEDFeeding&Drainage Tube.FRO.New ISO Connector 4frx75cm	0,4ml
CF01.05.075ISOSAF	CAREFEEDFeeding&Drainage Tube.FRO.New ISO Connector 5frx75cm	0,6ml
CF01.06.075ISOSAF	CAREFEEDFeeding&Drainage Tube.FRO.New ISO Connector 6frx75cm	1ml
CF01.08.075ISOSAF	CAREFEEDFeeding&Drainage Tube.FRO.New ISO Connector 8frx75cm	1,7ml
CF01.10.092ISOSAF	CAREFEEDFeeding&Drainage Tube.FRO.New ISO Connector10frx92cm	3,2ml
CF01.12.092ISOSAF	CAREFEEDFeeding&Drainage Tube.FRO.New ISO Connector12frx92cm	5,3ml
CF01.14.092ISOSAF	CAREFEEDFeeding&Drainage Tube.FRO.New ISO Connector14frx92cm	6,9ml