

SONDA NASOGÁSTRICA ENFIT NUTRICARE ADULTO

MARCA: G-BUK. LÍNEA ENTERAL
PROCEDENCIA: INGLATERRA

Sonda de alimentación nasogástrica EnFit de poliuretano de larga duración.

Características

- La sonda Nutricare está indicada para suministrar fluidos, medicamentos o nutrición a través de canal alimentario insertada por cavidad oral o nasal.
- El dispositivo también está destinado a ser utilizado para el drenaje o la aspiración de las secreciones gástricas.
- Material de la sonda: Poliuretano totalmente radiopaco.
- Sonda centimetrada de punta cerrada con fenestraciones laterales.
- Disponible con o sin guía.
- Posee conector EnFit macho (ISO 80369-3).
- El paquete incluye: Sonda nasogástrica con guía y tapa color lila.
- Registro de inserción.
- Sistema de fijación a puente nasal.
- Uso hasta 90 días.

Presentaciones:

- NC10.092ISOSAF-ROW: 10fr. 92cm de extensión.
- NC12.092ISOSAF-ROW: 12fr. 92cm de extensión.
- NC12.110ISOSAF-ROW: 12fr. 110cm de extensión. Con guía.
- NC14.092ISOSAF-ROW: 14Fr. 92cm de extensión.
- NC14.092ISOSAF-ROW-GW: 14Fr. 92cm de extensión. Con guía.
- NC16.092ISOSAF-ROW: 16Fr. 92cm de extensión.
- NC16.092ISOSAF-ROW-GW: 16Fr. 92cm de extensión. Con guía.



Biocompatibilidad

Todos los componentes de la sonda nasogástrica NutriCare son biocompatibles, estériles en óxido de etileno, libre de látex, ftalato y DEHP.

Certificaciones

- ISO 13485.
- ECC.

Almacenamiento

En ambiente limpio, fresco y seco.

Empaque

El producto viene embalado en una caja de 25 unidades en blisters estériles etiquetados con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.