

SONDA NASOGÁSTRICA PEDIÁTRICA ENFIT NUTRICARE

MARCA: G-BUK. LÍNEA ENTERAL.
PROCEDENCIA: INGLATERRA

Sonda de alimentación nasogástrica EnFit de poliuretano de larga duración para pacientes pediátricos.

Características

- La sonda Nutricare está indicada para suministrar fluidos, medicamentos o nutrición a través de canal alimentario insertada por cavidad oral o nasal.
- El dispositivo también está destinado a ser utilizado para el drenaje o la aspiración de las secreciones gástricas
- Material de la sonda: Poliuretano totalmente radiopaco.
- Sonda centimetrada de punta cerrada con fenestraciones laterales.
- Conector EnFit macho (ISO 80369-3).
- El paquete incluye:
 - Sonda nasogástrica con franja azul radiopaca y tapa.
 - Registro de inserción.
 - Sistema de fijación.

Biocompatibilidad

Todos los componentes de la sonda nasogástrica Nutricare adulto son biocompatibles, estériles en óxido de etileno, libre de látex, ftalato y DEHP.

Certificaciones

- ISO 13485 - ECC.

Almacenamiento

En ambiente limpio, fresco y seco.

Empaque

El producto viene embalado en una caja de 25 unidades en blisters estériles etiquetados con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.



Medidas disponibles

- NCI04.050ISOSAF-ROW: Sonda de 4fr 50cm. Volumen de cebado: 0.45 ml.
- NCI04.075ISOSAF-ROW: Sonda de 4fr 75cm. Volumen de cebado: 0.75 ml.
- NCI05.050ISOSAF-ROW: Sonda de 5fr 50cm. Volumen de cebado: 0.45 ml.
- NCI05.075ISOSAF-ROW: Sonda de 5fr 75cm. Volumen de cebado: 0.75 ml.
- NCI06.050ISOSAF-ROW: Sonda de 6fr 50cm. Volumen de cebado: 0.65 ml.
- NCI06.075ISOSAF-ROW: Sonda de 6fr 75cm. Volumen de cebado: 1 ml.
- NCI08.050ISOSAF-ROW: Sonda de 8fr 50 cm. Volumen de cebado: 1 ml.
- NCI08.075ISOSAF-ROW: Sonda de 8fr 75cm. Volumen de cebado: 0.75 ml.
- NCI10.075ISOSAF-ROW: Sonda de 10fr 75cm. Volumen de cebado: 1 ml.