

# SOSTÉN PARA MANEJO DE LINFEDEMA: LYMPH FLOW LONG

**CÓDIGO: 44813**

**MARCA: AMOENA**

**PROCEDENCIA: ALEMANIA**

Los textiles de compresión médica generan soporte para el drenaje linfático aumentando la presión intersticial. Estos sostenes son ideales cuando el linfedema se ha desarrollado en la pared torácica y en el pecho.

La presión externa en conjunto con los movimientos del área torácica, tienen un efecto positivo en la reducción de la linfa rica en proteínas.

## Características

- La tecnología de unión innovadora proporciona costuras planas, impide que se corte en el sistema linfático superficial. El material, en combinación con la técnica de unión, resulta en una mayor rigidez del material, ideal para mantener la presión hacia el cuerpo desde el exterior.
- Ajuste con banda elástica tejida debajo del busto, ideal para una compresión completa de 360 grados, previene marcas de presión e irritación en los tejidos.
- Acabados suaves y alta cobertura alrededor del cuello y área de los brazos, cómodos para pieles sensibles y estresadas. Escote alto en la espalda proporciona cobertura y soporte para garantizar un ajuste cómodo.
- Los bolsillos integrados sin costuras crean una silueta uniforme y mantienen las prótesis mamarias y modeladores en su lugar de forma segura.
- Tirantes anchos y ajustables para un alto nivel de confort; evita que se hunda en la piel y no impide el drenaje linfático.
- Adecuado para mujeres con linfedema moderado.
- El material texturizado en la piel proporciona un efecto de masaje sobre el tejido fibroso y los pequeños vasos linfáticos, lo que mejora el drenaje linfático y favorece la cicatrización de las cicatrices. Genera un efecto de masaje suave y microcirculación.
- Lavar a mano. No utilizar secadora, no planchar, no lavar en seco.
- Compresión médica clase I: 15-18mmHg



## Tallas

S, M, L, XL, 2XL

## Material:

- 89% Nylon.
- 11% Elastano
- Libre de látex, silicona y níquel

## Certificaciones

- ISO 9001
- ISO 13485
- ISO 14001
- CE

## Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

## Empaque

El producto viene embalado con su identificación y características.