

STATLOCK DIÁLISIS

CÓDIGO: DIO120

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Dispositivo de estabilización StatLock Diálisis está diseñado para asegurar prácticamente todos los catéteres de hemodiálisis a corto plazo, eliminando así la sutura.

Indicaciones de Uso

Estabilización para catéteres de hemodiálisis a corto plazo.

Contraindicaciones

- Alergias conocidas a cinta adhesiva.

Características

- Alternativa más eficaz a la cinta para ayudar a mejorar los resultados clínicos, la calidad de la atención y la eficiencia económica.
- Presenta un retenedor patentado liberable con un núcleo adhesivo integrado, diseñado para proteger virtualmente todos los catéteres de hemodiálisis a corto plazo.
- Cuenta con una almohadilla de anclaje hecha de un poliéster tricot transpirable, hidrocoloide absorbente.
- Presenta un sistema adhesivo seguro para la piel, hipoalergénico

Biocompatibilidad

- Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP (Ftalatos).



Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 25 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, de un solo uso, libre de látex y DEHP (Ftalatos)

Certificaciones

- ISO 13485
- FDA