

STATLOCK MULTIPROPÓSITO

CÓDIGO: MP0120

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Dispositivo de estabilización Multipropósito que presenta filamentos de nylon utilizados para la estabilización sin aguja de tubos del tórax, tubos de drenaje y otros tubos médicos grandes.

Indicaciones de Uso

Estabilización compatible con tubos y catéteres médicos

Contraindicaciones

- Alergias conocidas a cinta adhesiva.
- Sensibilidad conocida a la benjuina.

Características

- Presenta filamentos largos de nylon (5 ") y una almohadilla de anclaje que sujeta la tubería, estabilizando y fijando sin aguja, tubos torácicos, tubos de drenaje y otros tubos médicos grandes e introductores de vaina.
- Alternativa más efectiva que la cinta para ayudar a mejorar los resultados clínicos, la calidad de la atención y las eficiencias económicas.
- Disponible en tamaño solo para adultos.
- Es de un solo uso y debe ser reemplazado cada 7 días.
- La adherencia de la almohadilla del dispositivo de estabilización StatLock y la posición del catéter / tubo deben ser inspeccionadas rutinariamente.
- Evitar el contacto del dispositivo de estabilización con alcohol o acetona, ambos pueden debilitar la unión de los componentes y la adherencia de la almohadilla del dispositivo

Biocompatibilidad

- Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP (Ftalatos).



Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 25 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, de un solo uso, libre de látex y DEHP (Ftalatos)

Certificaciones

- ISO 13485
- FDA