

STATLOCK NASOGÁSTRICO

CÓDIGO: NG0120 (ADULTO)

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

StatLock Nasogástrico es un dispositivo de estabilización ideal para sondas nasogástricas y de alimentación, representando una alternativa más efectiva que la cinta, ayudando a mejorar los resultados clínicos, la calidad de la atención y la eficiencia económica.

Se encuentra disponible en tallas para adulto y pediátrico.

Indicaciones de Uso

Estabilización para tubos nasogástricos y de alimentación.

Contraindicaciones

- Alergias conocidas a cinta adhesiva.

Características

- Cuenta con una columna vertebral Tyvek que brinda mayor resistencia y flexibilidad, y una capa superior "tono de piel" para la aceptación cosmética.
- La estructura trilaminada patentada proporciona un rendimiento insuperable.
- Presenta una almohadilla de preparación para la protección de la piel y una mejor adherencia.

Biocompatibilidad

- Dispositivo estéril de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP (Ftalatos).



Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 200 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización, número de lote.

Esterilización

Producto estéril en óxido de etileno, de un solo uso, libre de látex y DEHP (Ftalatos)

Certificaciones

- ISO 13485
- FDA