

TAPA PARA JERINGA ENTERAL ENFIT MEDTEC

CÓDIGO: CAP01

MARCA: MEDTEC

FABRICANTE: KDL- MEKON (SHANGHAI KINDLY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP)

PROCEDENCIA: CHINA

Tapa de jeringa enteral con conexión EnFit.

Características

- Tapa de jeringa enteral EnFit.
- Permite mantener jeringa Enfit tapada para evitar contaminación del contenido.
- Blister de 10 unidades estéril.

Almacenamiento

En ambiente limpio, fresco y seco

Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles, estériles en óxido de etileno, libres de látex, ftalato y DEHP.

Empaque

El producto viene embalado en una caja de 100 unidades en blisters unitarios de 10 unidades estériles en óxido de etileno, etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.

Certificaciones

- 93/42/EEC
- ISO 13485
- ISO 7886-1
- BS 3221-7:1995

