

# TAPA ENFIT MACHO JERINGA ENTERAL

**CÓDIGO: EECISO-10**

**MARCA: G-BUK. LÍNEA ENTERAL**  
**PROCEDENCIA: INGLATERRA**

Tapa de jeringa enteral con conexión EnFit.

## Características

- Tapa de jeringa enteral EnFit.
- Permite mantener jeringa Enfit tapada para evitar contaminación del contenido.
- Blister de 10 unidades estéril.

## Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles, estéril en óxido de etileno, libre de látex, ftalato y DEHP.

## Certificaciones

- ISO 13485 - ECC.

## Almacenamiento

En ambiente limpio, fresco y seco.

## Empaque

El producto viene embalado en una caja con 10 unidades (Blister), etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.

