

TAPA PARA VÁLVULA PARA CATÉTER PLEURX O PERITX

CÓDIGO: 50-7235

**FICHA TÉCNICA. MARCA BD.
PROCEDENCIA EEUU**

Para su uso con el sistema de catéter pleural PleurX o el sistema de catéter peritoneal PeritX. El tapón para la válvula ayuda a proteger el catéter de la contaminación y ayuda a mantener limpia la vía de drenaje.

Se incluye un tapón para la válvula en el kit de drenaje y se debe reemplazar cada vez que el paciente drena.

Indicaciones

Tapón para la válvula de reemplazo para su uso con el sistema de catéter PleurX™ o el sistema de catéter PeritX™

Certificaciones: ISO 13485 - FDA.

Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 10 unidades, rotulado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.

Esterilización

Dispositivo estéril en óxido de etileno, de uso único y libre de látex, no contiene metal y DEHP (Ftalatos).

