

TAPA ENFIT HEMBRA CONECTOR ENTERAL

CÓDIGO: EFCISO-10

MARCA: G-BUK. LÍNEA ENTERAL

PROCEDENCIA: INGLATERRA

Tapón hembra EnFit para conectores

Características

- El tapón hembra EnFit está destinado a sellar los conectores de varios tubos o sondas EnFit cuando sea necesario.
- Blister de 10 unidades.

Biocompatibilidad

Todos los componentes son biocompatibles y un solo uso, no estériles.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón con 10 unidades en blisters, etiquetado con nombre del producto, fecha de expiración y número de lote.

Certificaciones

- ISO 13485 - ECC.

Almacenamiento

En ambientes limpios, frescos y secos.

