

# COAXIAL TRU GUIDE

**CÓDIGO: : C1210B / C1410B / C1610A / C1616A / C1810A / C1816A / C1820A / C2010A**

**MARCA:BD**

**PROCEDENCIA: EEUU.**

Aguja de biopsia coaxial desechable diseñada para su uso con las agujas de biopsia BD-BARD. Utilizado como guía para la aguja, con el objeto de obtener muestras de biopsia core de tejidos blandos, como el hígado, el riñón, la próstata, el bazo, nodos linfáticos y diversos tumores de tejidos blandos.

## Características

- Colocación sencilla, permitiendo mejorar los resultados de la biopsia, con mayor precisión en la ubicación donde se toma cada muestra y menor daño al tejido sano con cada inserción de la aguja.
- El dispositivo consta de tres partes:
  - Una cánula externa conectada a un conector de tipo Luer Lock hembra.
  - Un estilete interno conectado a un conector de tipo Luer Lock macho.
  - Un anillo de tope de profundidad deslizante flexible.
- La cánula externa es solo un calibre superior al de la aguja de biopsia BD adecuada.
- El estilete presenta punta de trocar.
- Coaxial centimetrado y color indicativo del Gauge de la aguja.

## Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

## Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 5 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.



## Certificaciones

ISO 13485 - FDA.

## Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único. Libre de látex, apirógeno.