

# MARCADOR TWRIL

**CÓDIGO: UCTW17**

**MARCA:BD**

**PROCEDENCIA: EEUU.**

Marcador de tejido mamario ULTRACOR TWIRL, estéril, de un sólo uso y visibilidad permanente. Utilizado para referenciar lesión en mama o nodos linfáticos axilares donde se ha realizado biopsia.

## Características

- Aplicador de aguja biselada desechable rígida de 17g x 10cm.
- Forma: Anillo.
- Material: Nitinol.
- Marcas de 1 cm de profundidad.
- Presenta un émbolo de bloque, para permitir la visualización del marcador durante el despliegue en el ultrasonido.
- Se implementa de forma independiente o mediante un coaxial.
- Estilete introductor y aguja de acero inoxidable.
- Uso en RM, bajo las condiciones siguientes: Campo magnético estático de 1,5 y 3 teslas exclusivamente, campo magnético de gradiente espacial máximo de 4.000 Gauss/cm (40 t/m) o menos.
- Visibilidad permanente.
- Vida útil:3 años.

## Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

## Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 5 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.



## Certificaciones

ISO 13485 - FDA.

## Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno, uso único. Libre de látex, apirógeno.