

ULTRACLIP DUAL TRIGGER COIL

CÓDIGO: 864017D

MARCA: BD

PROCEDENCIA: EEUU.

Marcador de tejido mamario ULTRACLIP Dual Trigger, estéril y de un sólo uso. Utilizado para referenciar lesión en mama o nodos linfáticos axilares donde se ha realizado biopsia.

Características

- Compuesto por un introductor desechable y un marcador de tejido implantable de metal con alcohol polivinílico (APV).
- Presenta una aguja rígida introductora de 17 G x 10 cm.
- Tiene marcas de referencia de 1 cm y realce ecográfico en el extremo distal para facilitar la colocación de la aguja.
- El marcador de tejido, ubicado en el extremo distal de la aguja introductora, está hecho de titanio e incluye un entramado de bolitas de polímero de APV con el marcador para realzar la visualización ecográfica de dicho marcador. Precisión: 3 mm de tamaño.
- Aguja rígida centimetrada.
- Forma: Coil o colita de chanco.
- Visibilidad: Polímero no absorbible (PVA - polivinilo alcohol), asegura visibilidad permanente por ultrasonido.



Biocompatibilidad

El producto se suministra estéril y apirógeno salvo que se haya abierto o esté dañado. Para uso de un único paciente. No reutilizar. No reesterilizar.

Almacenamiento

El producto debe mantenerse en un lugar limpio, frío y seco.

Certificaciones

ISO 13485 - FDA.

Esterilización

Esterilizado en óxido de etileno. Libre de látex, apirógeno.

Empaque

El producto viene embalado en caja de cartón de 5 unidades, etiquetado con nombre del producto, características, fecha de expiración, método de esterilización y número de lote.